



LINHA DE

CHAPAS AQUECEDORAS



Produzidos e distribuídos por

biancodent

www.biancodent.com.br



Chapa Aquecedora

Chapa Aquecedora Digital Microprocessado até 300°C

Modelo: CA-I



Imagens meramente ilustrativas.



A APRESENTAÇÃO

As chapas aquecedoras Digitais **VULCAN** possuem tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso até 300° C na superfície da chapa de aço inox polido. Um alarme sonoro indicará ao usuário quando o ciclo programado estiver finalizado e ao exceder a temperatura programada.

O controlador microprocessado de última geração com sistema PID proporciona ao usuário acesso à funções de temperatura, tempo, alarme, parâmetros de trabalho, correção de temperatura e parada automática ao fim de cada processo. Uma perfeita visualização desses parâmetros é proporcionada graças ao seu display LCD 5.3" em um painel de controle inclinado em aproximadamente 20°, resultando em maior conforto ao operador.

A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e a superfície de aquecimento é fabricada em aço inox polido SAE430. O design moderno e inovador, aliado à pintura epóxi lisa, dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada.



Chapa Aquecedora Digital Microprocessada até 300°C - CA-I

E SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELOS	CA-I-3030-BI	CA-I-3040-BI	CA-I-3550-220V
TAMANHO DA CHAPA(CM)	30 x 30	30 x 40	35 x 50
FAIXA DE TEMPERATURA	Ambiente ~ 300°C		
PRECISÃO DA TEMPERATURA	± 0,5%		
RESOLUÇÃO	0,1°C		
UNIFORMIDADE	± 2,5%		
SENSOR	PT100		
TIMER	entre 1 a 9999 minutos		
AJUSTE DO TEMPO	a cada 1 minuto		
POTÊNCIA	1600W	1600W	20000W
TENSÃO	Bivolt		220V
DIMENSÕES (L X P X A) cm	30x41,5x11,5	40x43x11,5	50x50x11,5
PESO	7,65 kg	9,51 kg	15kg

DESTAQUES:

- Alarme sonoro indicará ao usuário quando o ciclo programado estiver finalizado e ao exceder a temperatura programada.
- Display LCD 5.3" para fácil visualização de parâmetros.
- Controle microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido.
- Possui um sistema de segurança digital que limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento.

A COMPANHA O EQUIPAMENTO

- 1 Chapa Aquecedora CA-I-BI
- 1 Manual de instruções em português

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

VULCAN